

| 序号 | 产品名称                           | 规格                                                                         |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 96人份/盒                                                                     |
| 2  | 一次性使用病毒采样管1:1                  | 3ml                                                                        |
| 3  | 核酸提取及纯化试剂                      | 预分装板96B 96人/盒                                                              |
| 4  | 抗A抗B测定试剂盒                      | 10ml                                                                       |
| 5  | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒TPPA（凝集法）          | 100人份/盒                                                                    |
| 6  | 梅毒快速血浆反应素诊断试剂（RPR）             | 120人份                                                                      |
| 7  | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）       | 96人份/盒                                                                     |
| 8  | 六项呼吸道病原菌核酸检测试剂盒（多重荧光PCR法）      | 24人份/盒                                                                     |
| 9  | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）     | 24人份/盒                                                                     |
| 10 | 凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（液体型）（凝固法）      | 10×4 mL                                                                    |
| 11 | 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（鞣花酸）     | 10×4 mL                                                                    |
| 12 | 凝血酶时间（TT）测定试剂盒（液体型）（凝固法）       | 10×5 mL                                                                    |
| 13 | 纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒（液体型）（凝固法）      | 凝血酶试剂（液体）：6×5 mL 纤维蛋白原标准品（冻干粉）：1×1 mL FIB缓冲液：2×75 mL                       |
| 14 | 血细胞分析用溶血剂                      | 1L×4（M-5LE0(I)）                                                            |
| 15 | 血细胞分析用溶血剂                      | 500mL×4（M-5LE0(II)）                                                        |
| 16 | 血细胞分析用溶血剂                      | 500mL×4（M-53LH）                                                            |
| 17 | 血细胞分析用稀释液                      | 20L×1（M-5D）                                                                |
| 18 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）                | 高值：3mL×1（BC-5D）                                                            |
| 19 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）                | 中值：3mL×1（BC-5D）                                                            |
| 20 | 便隐血（FOB）检测试剂（胶体金法）             | 条型单人份：50人份/盒                                                               |
| 21 | 异常值凝血质控品                       | 1.0ml×10                                                                   |
| 22 | 正常值凝血质控品                       | 1.0ml×10                                                                   |
| 23 | 清洗液                            | SAWZ清洗液 4L                                                                 |
| 24 | 清洗液                            | SAWT清洗液 4L                                                                 |
| 25 | 清洗液                            | SAWM清洗液 4L                                                                 |
| 26 | nNF非牛顿流体质控物                    | 100ml                                                                      |
| 27 | 吗啡(MOP)检测试剂（免疫层析法）             | 25人份/盒                                                                     |
| 28 | 尿液分析试纸条（干化学法）-12项              | 100条/筒Urine-M-11                                                           |
| 29 | 清洗液                            | 浓缩型500ml/瓶                                                                 |
| 30 | 尿液分析用稀释液                       | 5L/瓶                                                                       |
| 31 | 血细胞分析用稀释液                      | 20L×1（DS）                                                                  |
| 32 | 全量程C-反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）        | 试剂 1（R1）：60mL×1，试剂 2（R2）：60mL×1                                            |
| 33 | 抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）       | 试剂 1（R1）：40mL×1，试剂 2（R2）：60mL×1                                            |
| 34 | 类风湿因子测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）            | R1：60mL×1，R2：20mL×1                                                        |
| 35 | 载脂蛋白A1/B测定试剂盒（免疫比浊法）           | ApoA1：试剂 1（R1）：60mL×1，试剂 2（R2）：20mL×1，ApoB：试剂 1（R1）：60mL×1，试剂 2（R2）：20mL×1 |
| 36 | 脂蛋白（a）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）           | 试剂 1（R1）：60mL×1，试剂 2（R2）：15mL×1                                            |

|    |                       |                                                  |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 37 | 风湿三项质控品               | 3mL×1（水平1）                                       |
| 38 | 风湿三项质控品               | 3mL×1（水平2）                                       |
| 39 | 生化类复合校准品              | 3mL×3                                            |
| 40 | 抗链球菌溶血素“0”校准品         | 1mL×1                                            |
| 41 | 脂蛋白（a）校准品             | 1mL×5                                            |
| 42 | C-反应蛋白校准品             | 2mL×5（5个浓度）                                      |
| 43 | 类风湿因子校准品              | 1mL×5（5个浓度）                                      |
| 44 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品         | HISCL HBsAg C0～C5：各1mL×1瓶。                       |
| 45 | 丙型肝炎病毒抗体校准品           | 1mL×2瓶                                           |
| 46 | 梅毒螺旋体抗体校准品            | 1mL×2瓶                                           |
| 47 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品       | 1mL×2瓶                                           |
| 48 | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品         | 1mL×4瓶                                           |
| 49 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品          | 1mL×2瓶                                           |
| 50 | 乙型肝炎病毒e抗体校准品          | 1mL×2瓶                                           |
| 51 | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品         | 1mL×2瓶                                           |
| 52 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法） | 条型：100人份/盒                                       |
| 53 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）   | 卡型：40人份/盒                                        |
| 54 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法）    | 卡型：40人份/盒                                        |
| 55 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 卡型：50人份/盒                                        |
| 56 | 通用底物                  | 试剂4：40mL×1瓶，试剂5：70mL×1瓶                          |
| 57 | 清洗液                   | 10L×1桶                                           |
| 58 | 乙型肝炎病毒多项质控品           | 3mL×8瓶                                           |
| 59 | 多项质控品                 | 3mL×6瓶                                           |
| 60 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品       | 3 mL×6 瓶                                         |
| 61 | 白细胞五分类试剂包             | DxH Diff Pack(溶血剂：1×1900mL+抗溶血剂：1×850mL)         |
| 62 | 血细胞分析用溶血剂             | 5L                                               |
| 63 | 血细胞分析用稀释液             | 1×10L                                            |
| 64 | 血液分析仪用质控品e-CHECK（XE）  | L2:4.5ml                                         |
| 65 | 血液分析仪用质控品e-CHECK（XE）  | L3:4.5ml                                         |
| 66 | 血液分析仪用校准品             | 1x3.3mL                                          |
| 67 | 血液分析仪用质控品             | 水平1:4×3.5mL，水平2:4×3.5mL，水平3:4×3.5mL              |
| 68 | 干化学尿液分析试纸条            | Mejer-11T 100人份/筒                                |
| 69 | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法）      | 试剂（重组人组织因子）：5x20ml, 稀释剂（重组人组织因子稀释剂）：5x20ml       |
| 70 | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法）       | 牛凝血酶：4瓶冻干粉（根据加入缓冲液体积不同可分为8mL；5mL；2 mL），缓冲液：1×9mL |
| 71 | 活化的部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | SynthAsil液体试剂：5×10ml 氯化钙：5x10mL                  |
| 72 | 纤维蛋白原测定试剂盒（凝固法）       | 10×5mL                                           |
| 73 | D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法）     | 乳胶试剂：3×4mL，反应缓冲液：3×6mL，D-二聚体校准品：2×1mL            |
| 74 | D-二聚体质控品              | D-二聚体低值质控品：5x1mL，D-二聚体高值质控品：                     |
| 75 | 凝血分析用稀释液              | 1x100mL                                          |
| 76 | 正常值血凝试剂质控品            | 10×1mL                                           |
| 77 | 低值血凝试剂质控品             | 10×1mL                                           |
| 78 | 凝血校准品                 | 10*1ml                                           |

|     |                        |                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79  | 红细胞沉降速率质控物             | 水平1: 4×9mL                                                                                                                                                                                             |
| 80  | 红细胞沉降速率质控物             | 水平2: 4×9mL                                                                                                                                                                                             |
| 81  | 血气测定试剂盒（电极法）-17项       | pH, pCO <sub>2</sub> , pO <sub>2</sub> , Na <sup>+</sup> , K <sup>+</sup> , Ca <sup>++</sup> , Cl <sup>-</sup> , Glu, Lac, Hct, tHb, tBili, O <sub>2</sub> Hb, COHb, HHb, MetHb, SO <sub>2</sub> -75人份 |
| 82  | 载脂蛋白-A1测定试剂盒（免疫比浊法）    | 试剂1（R1）: 4×13mL, 试剂2（R2）: 4×13mL。（测试数: 4×330测试）                                                                                                                                                        |
| 83  | 载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法）      | 试剂1（R1）: 4 × 13mL, 试剂2（R2）: 4 × 7 mL。（测试数: 4×340 测试）                                                                                                                                                   |
| 84  | 脂蛋白（a）检测试剂盒（乳胶增强免疫比浊法） | R1: 4×50 mL+ R2: 4×13 mL, 4×300测试                                                                                                                                                                      |
| 85  | 葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法）        | R1: 4×25mL + R2:4×12.5mL, 4×810测试                                                                                                                                                                      |
| 86  | 锂测定试剂盒（磷酸酶法）           | 试剂 1（R1）: 20mL×2, 试剂 2（R2）: 10mL×2                                                                                                                                                                     |
| 87  | 糖化白蛋白测定试剂盒（酶法）         | 糖化白蛋白试剂 1（R1）: 20mL×2, 试剂 2（R2）: 10mL×1, 白蛋白试剂 1（R1）: 20mL×2, 试剂 2（R2）: 10mL×2                                                                                                                         |
| 88  | α-淀粉酶测定试剂盒（PNP-G7底物法）  | R1: 4×40mL + R2: 4×10mL, 4×430测试                                                                                                                                                                       |
| 89  | C-反应蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)     | 试剂1（R1）: 4 × 30 mL, 试剂2（R2）: 4 × 30 mL。（测试数: 高灵敏度应用4×440 测试）                                                                                                                                           |
| 90  | 钙测定试剂盒（偶氮砷III法）        | R1: 4×15mL                                                                                                                                                                                             |
| 91  | 磷测定试剂盒（磷钼酸盐法）          | R1: 4×15mL + R2:4×15mL                                                                                                                                                                                 |
| 92  | 镁测定试剂盒（二甲苯胺蓝法）         | R1: 4×40mL                                                                                                                                                                                             |
| 93  | 抗链球菌溶血素O测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 试剂1: 4×51mL, 试剂2: 4×7mL。（测试数: 4×430测试）                                                                                                                                                                 |
| 94  | 类风湿因子测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）    | 试剂1（R1）: 4×24mL, 试剂2（R2）: 4×8mL。（测试数: 4×240测试）                                                                                                                                                         |
| 95  | 生化多项校准品                | 20×5ml                                                                                                                                                                                                 |
| 96  | 胱抑素C校准品                | R1: 6 × 1 mL                                                                                                                                                                                           |
| 97  | 载脂蛋白校准品                | 水平1:1×2mL(白盖);水平2:1×2mL(黄盖);水平3:1×2mL(橙盖);水平4:1×2mL(红盖);水平5:1×2mL(黑盖).                                                                                                                                 |
| 98  | C反应蛋白校准品               | 5个水平, 5×2mL,                                                                                                                                                                                           |
| 99  | 多项校准品                  | 水平1:1×2mL, 水平2:1×2mL, 水平3:1×2mL, 水平4:1×2mL, 水平5:1×2mL, 水平6:1×2mL。                                                                                                                                      |
| 100 | 类风湿因子校准品               | 水平2: 1×1mL; 水平3: 1×1mL; 水平4: 1×1mL; 水平5: 1×1mL; 水平6: 1×1mL。                                                                                                                                            |
| 101 | 前白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）       | 校准品（选配）: 0.40mLx5（5个浓度）                                                                                                                                                                                |
| 102 | 脂蛋白a校准品                | 水平1:1×1mL, 水平2:1×1mL, 水平3:1×1mL, 水平4:1×1mL, 水平5:1×1mL                                                                                                                                                  |
| 103 | 糖化白蛋白测定试剂盒（酶法）         | 校准品（选配）: 1mL×1                                                                                                                                                                                         |
| 104 | 高密度脂蛋白胆固醇校准品           | 2×3mL                                                                                                                                                                                                  |
| 105 | 低密度脂蛋白胆固醇校准品           | 2×1mL                                                                                                                                                                                                  |
| 106 | 质控血清                   | 20×5mL;                                                                                                                                                                                                |

|     |                         |                                                                                                                   |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107 | 质控血清                    | 20×5mL                                                                                                            |
| 108 | 脂类多项检测用质控品（高值）          | 5*3ml                                                                                                             |
| 109 | 脂类多项检测用质控品（中值）          | 5*3ml                                                                                                             |
| 110 | 血清蛋白质控品（水平1）            | 6×2mL                                                                                                             |
| 111 | 血清蛋白质控品（水平3）            | 6×2mL                                                                                                             |
| 112 | 糖化白蛋白测定试剂盒（酶法）          | 质控品（选配）：水平 1：3mL×1，水平 2：3mL×1                                                                                     |
| 113 | 单胺氧化酶测定试剂盒（谷氨酸脱氢酶法）     | 水平1：1mLx1，水平2：1mLx1                                                                                               |
| 114 | 半胱氨酸蛋白酶抑制剂C质控品          | 3*2ml                                                                                                             |
| 115 | 半胱氨酸蛋白酶抑制剂C质控品          | 3*2ml                                                                                                             |
| 116 | 电解质标准液（高值）              | 4×100mL                                                                                                           |
| 117 | 电解质标准液（低值）              | 4×100mL                                                                                                           |
| 118 | AU生化分析系统专用试剂-电解质内标液     | 4X2000mL                                                                                                          |
| 119 | 缓冲液                     | 4×2000mL                                                                                                          |
| 120 | AU生化分析系统专用试剂-电解质参比液     | 4X1000mL                                                                                                          |
| 121 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法)  | 2×50测试/盒                                                                                                          |
| 122 | 促甲状腺激素测定试剂盒（化学发光法）      | 2 × 100 测试/盒                                                                                                      |
| 123 | 游离甲状腺素测定试剂盒(化学发光法)      | 2×50个测试/盒                                                                                                         |
| 124 | 甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（化学发光法）    | 2×50个测试/盒                                                                                                         |
| 125 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试 / 盒                                                                                                        |
| 126 | 叶酸测定试剂盒（化学发光法）          | 2×50测试/盒                                                                                                          |
| 127 | 维生素B12测定试剂盒（化学发光法）      | 2×50测试/盒                                                                                                          |
| 128 | 铁蛋白测定试剂盒（化学发光法）         | 2×50测试/盒                                                                                                          |
| 129 | 肌红蛋白测定试剂盒（化学发光法）        | 2×50个测试 / 盒                                                                                                       |
| 130 | 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒（化学发光法）     | 2 x 50测试/盒                                                                                                        |
| 131 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（化学发光法）     | 2×50测试                                                                                                            |
| 132 | 全自动免疫检验系统用底物液           | 4×130mL                                                                                                           |
| 133 | 清洗液                     | 1X10L                                                                                                             |
| 134 | 叶酸校准品                   | 校准品0 - 5, 4. 0mL/瓶.                                                                                               |
| 135 | 维生素B12校准品               | 校准品0 (S0) - 校准品5 (S5), 4. 0mL / 瓶                                                                                 |
| 136 | 铁蛋白校准品                  | 校准品0 (S0) - 校准品5 (S5), 4. 0mL/瓶                                                                                   |
| 137 | 促甲状腺激素校准品               | 校准品0 (S0) -校准品5 (S5), 2. 5mL/瓶                                                                                    |
| 138 | 游离甲状腺素校准品               | 校准品0 (S0) - 校准品5 (S5), 2. 5mL/瓶                                                                                   |
| 139 | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品           | 校准品0 (S0) - 校准品5 (S5), 2. 5 mL/ 瓶。                                                                                |
| 140 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品          | 校准品0 (S0):2mL / 瓶, 校准品1 (S1):2mL / 瓶, 校准品2 (S2):2mL / 瓶, 校准品3 (S3):2mL / 瓶, 校准品4 (S4):2mL / 瓶, 校准品5 (S5):2mL / 瓶。 |

|     |                            |                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141 | 甲状腺球蛋白抗体校准品                | 校准品0 (S0), 4.0mL/瓶; 校准品1 (S1)–校准品5 (S5), 2.5mL/                                                                                     |
| 142 | 肌酸激酶同工酶校准品                 | 校准品0 (S0)–校准品5 (S5), 2.0mL/瓶.                                                                                                       |
| 143 | 肌红蛋白校准品                    | 校准品0 (S0) – 校准品5 (S5), 1.0mL / 瓶.                                                                                                   |
| 144 | 高敏肌钙蛋白I校准品                 | 校准品0 (S0) – 校准品2 (S2): 1.5 mL/瓶, 校准品3 (S3) – 校准品6 (S6): 1 mL/瓶。                                                                     |
| 145 | 睾酮校准品                      | 校准品0 (S0) – 校准品5 (S5), 2.5mL / 瓶                                                                                                    |
| 146 | 孕酮校准品                      | 校准品0 (S0), 4.0 mL/ 瓶; 校准品1 (S1) – 校准品5 (S5), 2.5 mL/ 瓶; 校准卡片: 1个                                                                    |
| 147 | 泌乳素校准品                     | 校准品0 (S0), 4.0mL/瓶; 校准品1 (S1) – 校准品                                                                                                 |
| 148 | 促卵泡生成激素校准品                 | 校准品0 (S0)–校准品5 (S5), 4.0mL/瓶                                                                                                        |
| 149 | 总β亚单位人绒毛膜促性腺激素校准品          | 校准品0 (S0): 4.0mL / 瓶, 校准品1 (S1): 4.0mL / 瓶, 校准品2 (S2): 4.0mL / 瓶, 校准品3 (S3): 4.0mL / 瓶, 校准品4 (S4): 4.0mL / 瓶, 校准品5 (S5): 4.0mL / 瓶。 |
| 150 | 黄体生成素校准品                   | 校准品0 (S0) – 校准品5 (S5), 4.0mL / 瓶                                                                                                    |
| 151 | 雌二醇校准品                     | 校准品0 (S0), 4.0 mL/瓶; 校准品1 (S1) – 校准品5 (S5), 2.0 mL/瓶                                                                                |
| 152 | 免疫分析质控物                    | 水平1: 12×5mL                                                                                                                         |
| 153 | 免疫分析质控物                    | 水平3: 12×5mL                                                                                                                         |
| 154 | 心肌标记质控物 (水平3)              | 水平3: 6*3ml                                                                                                                          |
| 155 | 心肌标记质控物 (水平1)              | 水平1: 6*3ml                                                                                                                          |
| 156 | 降钙素原测定试剂盒 (化学发光法)          | 2 × 50测试/盒                                                                                                                          |
| 157 | 氨基末端脑利钠肽前体检测试剂盒 (化学发光法)    | 2 × 50测试/盒                                                                                                                          |
| 158 | 全自动免疫检验系统用底物液              | 底物液1: 1×230 mL, 底物液2: 1×230 mL                                                                                                      |
| 159 | 清洗液                        | 1×714 mL                                                                                                                            |
| 160 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒 (磁微粒化学发光法)  | 100测试/盒                                                                                                                             |
| 161 | 总前列腺特异性抗原测定试剂盒 (磁微粒化学发光法)  | 100测试/盒                                                                                                                             |
| 162 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒 (磁微粒化学发光法) | 100测试/盒                                                                                                                             |
| 163 | 胃蛋白酶原 I 测定试剂盒 (化学发光免疫分析法)  | 100测试/盒                                                                                                                             |
| 164 | 胃蛋白酶原 II 测定试剂盒 (化学发光免疫分析法) | 100测试/盒                                                                                                                             |
| 165 | 肿瘤标志物多项质控品                 | 水平1: 1×2 mL, 水平2: 1×2 mL, 水平3: 1×2 mL                                                                                               |
| 166 | 胃泌素-17测定试剂盒 (磁微粒化学发光法)     | 100测试/盒                                                                                                                             |
| 167 | 糖类抗原15-3测定试剂盒 (磁微粒化学发光法)   | 100测试/盒                                                                                                                             |
| 168 | 糖类抗原72-4测定试剂盒 (磁微粒化学发光法)   | 100测试/盒                                                                                                                             |
| 169 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒 (磁微粒化学发光法) | 100测试/盒                                                                                                                             |

|     |                          |                                                                                                             |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170 | 生长激素测定试剂盒（化学发光免疫分析法）     | 100测试/盒                                                                                                     |
| 171 | 糖类抗原19-9测定试剂盒（磁微粒化学发光法）  | 100测试/盒                                                                                                     |
| 172 | 糖类抗原125测定试剂盒（磁微粒化学发光法）   | 100测试/盒                                                                                                     |
| 173 | 皮质醇测定试剂盒（化学发光免疫分析法）      | 100测试/盒                                                                                                     |
| 174 | 全段甲状旁腺激素测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒                                                                                                     |
| 175 | 促肾上腺皮质激素测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 100测试/盒                                                                                                     |
| 176 | 癌胚抗原（CEA）校准品             | 校准品0(S0):2.5mL×1, 校准品1(S1):2.5mL×1, 校准品2(S2):2.5mL×1, 校准品3(S3):2.5mL×1, 校准品4(S4):2.5mL×1, 校准品5(S5):2.5mL×1。 |
| 177 | 癌胚抗原测定试剂盒（化学发光法）         | 100测试:2×50个测试/盒                                                                                             |
| 178 | 甲胎蛋白测定试剂盒（化学发光法）         | 300测试/盒:6×50测试/盒, 校准品0-6, 2.5 mL/瓶。                                                                         |
| 179 | 营养琼脂培养基                  | 90mm 10块/包                                                                                                  |
| 180 | 哥伦比亚血琼脂平板                | 90mm 10块/包                                                                                                  |
| 181 | 巧克力色血琼脂平板                | 嗜血型90mm 10块/包                                                                                               |
| 182 | 革兰阴性细菌药敏卡片               | GN卡片:20测试/盒                                                                                                 |
| 183 | 革兰阴性细菌药敏卡片               | AST-N334 卡片:20测试/盒                                                                                          |
| 184 | 革兰阴性细菌药敏卡片-335           | AST -N335 卡片:20测试/盒                                                                                         |
| 185 | 需氧和兼性厌氧微生物培养瓶            | 100瓶/箱                                                                                                      |
| 186 | 厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶            | 100瓶/箱                                                                                                      |
| 187 | 样本稀释液                    | 20*500mL                                                                                                    |
| 188 | 抗精神分裂药物样本萃取液             | 96测试/盒                                                                                                      |
| 189 | 抗抑郁药物样本萃取液               | 96测试/盒                                                                                                      |
| 190 | 抗癫痫药物样本萃取液               | 96测试/盒                                                                                                      |
| 191 | 镇静催眠药物样本萃取液              | 96测试/盒                                                                                                      |
| 192 | 免疫抑制剂样本萃取液               | 96测试/盒                                                                                                      |